

Utilización de ALLEVYN[®] GENTLE BORDER HEEL en el tratamiento y prevención de UPP en talones y espalda.



25-02-10. UPP en talón infectada.



Cifosis. Enrojecimiento y escoriación



08-03-10. ALLEVYN GENTLE BORDER HEEL



Aplicación en la espalda protegiendo una amplia zona con ALLEVYN GENTLE BORDER HEEL.

Introducción

La protección local ante la presión es una medida de prevención fundamental para evitar la aparición de úlceras por presión en pacientes encamados con marcadas prominencias óseas y cifosis de columna, ya que éstas aumentan el riesgo del efecto de la presión local por encima del umbral de 17mmHg generando lesión tisular.

Una de las óptimas medidas de alivio de la presión local, es la amplia gama de apósitos hidrocelulares ALLEVYN que aportan simultáneamente tratamiento y prevención.

En el presente caso mostramos el seguimiento realizado con ALLEVYN GENTLE BORDER HEEL, un apósito hidrocelular con forma anatómica para localizaciones difíciles, así como para pies con maléolos prominentes que incorpora un adhesivo de silicona para pieles frágiles. Esta gama de apósitos se pueden reaplicar sin agresión a la piel y con buena adhesividad.

Paciente

Mujer de 87 años con enfermedad de Alzheimer, encamada, incontinencia urinaria-fecal y escasa movilidad.

Valoramos una UPP en el talón de varios meses de evolución aunque estancada de 1,5 x 1cm, bordes con abundante hiperqueratosis y cultivo positivo a *E.coli*, *P. mirabilis*, *E. faecalis* y *S. aureus*.

También valoramos enrojecimiento y escaración en prominencias óseas en la columna.

Tratamiento

Pautamos en la úlcera de talón limpieza de restos de tejido en bordes de la herida hidratando previamente con aceite de Aloe Vera para facilitar su retirada con pinzas.

Aplicamos posteriormente al lavado de la herida apósito hidrocelular ALLEVYN[®] Ag GENTLE BORDER, que proporciona actividad frente a las bacterias de la herida y aporta los beneficios de la gama.

En la espalda colocamos ALLEVYN GENTLE BORDER HEEL con cambios semanales para alivio de puntos de presión y confort del paciente.

Seguimiento / Resultados

Se inicia el tratamiento el 25 de febrero.

Transcurridas dos semanas la úlcera del talón ha dado un cambio espectacular, valorándose la ausencia de signos de infección y que está prácticamente epitelizada.

Decidimos aplicar ALLEVYN GENTLE BORDER HEEL para proteger talones y maléolos pautándolo como tratamiento de continuidad con cambios semanales aunque permitiendo una revisión con mayor frecuencia si se desea, debido a la posibilidad de reaplicar el apósito.

La zona de la espalda está con buen aspecto y se continua con la misma pauta.

Dos meses después podemos seguir comprobando el perfecto estado de la piel de espalda y talones.

Conclusiones

La gama ALLEVYN GENTLE ofrece una alternativa muy eficaz en el tratamiento y prevención de UPP. La nueva forma anatómica para talones permite aplicarlo en otras zonas de riesgo abarcando mayor amplitud que un apósito convencional y



10-04-10. Revisión de dos meses de tratamiento y prevención.



08-03-10. A los 12 días de tratamiento la cifosis está curada.

proporcionando mayor comodidad a la paciente. Además, en contextos de prevención el apósito puede ser reaplicado.

Heridas	Productos	Tiempo medio de permanencia
UPP talón	Allevyn Ag Gentle Border	2 semanas
	Allevyn Gentle Border Heel	Continuidad
Espalda	Allevyn Gentle Border Heel	Continuidad